

Моноклональное Антитело Против Smarcc1/Baf155 Для Wb, If/Icc, Elisa, Chip - Q92922

Артикул: CM0011419



введение

Валидированное на нокауте (KO Validated) рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против SMARCC1/BAF155, подходящее для WB, IF/ICC, ELISA и ChIP. Обнаруживает человеческий и мышиный SMARCC1 (~123 кДа). Необходимо для ремоделирования хроматина и нейрального развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] SMARCC1/BAF155 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	NYC5; Rsc8; SRG3; SWI3; BAF155; CRACC1; 55
Вид	Человек
GeneID (человек)	6599
GeneID	6599
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q92922
Молекулярный вес белка	123kDa
Доставка	Сумка со льдом