

Поликлональное Антитело Против Smarcc2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Taq2

Артикул: CM0022498



введение

Кроличье поликлональное антитело против SMARCC2 (BAF170), субъединицы SWI/SNF хроматин-ремоделирующего комплекса. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Определяет SMARCC2 человека, мыши и крысы. Поддерживает исследования в области транскрипционной регуляции, нейрогенеза и миелоидной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMARCC2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CSS8, Rsc8, BAF170, CRACC2, SMARCC2
Вид	Человек
GeneID	6601
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 150-250 белка SMARCC2 человека (NP_620706.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TAQ2
Молекулярная масса белка	133 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом