

Кроличья Поликлональная Антитело Против Smarcd1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Gm5

Артикул: CM0024887



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на SMARCD1 (BAF60A), субъединицу ремоделирующего хроматин комплекса SWI/SNF; подтверждено для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMARCD1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CSS11; Rsc6p; BAF60A; CRACD1; SMARCD1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6602
GeneID	6602
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 216-515 человеческого SMARCD1 (NP_003067.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96GM5
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом