

Поликлональные Антитела Против Smarcd2 Для Вб, Игг-П, Ифа - Q92925

Артикул: CM0015805

введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против SMARCD2 (BAF60B) — фактора ремоделирования хроматина. Валидированы для ВБ, ИГГ-П и ИФА у человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований хроматина и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к SMARCD2
Примечания/Алиасы	SGD2; Rsc6p; BAF60B; CRACD2; PRO2451; SMARCD2
Вид	Человек
ID гена (человек)	6603
ID гена	6603
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 454-531 человеческого SMARCD2 (NP_001091896.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q92925
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	Холодостойкий пакет