

Антитело Кролика Против Smarcd3 (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q6Ste5

Артикул: CM0024518

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, направленное против SMARCD3 (BAF60C), ключевого фактора ремоделирования хроматина. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований регуляции транскрипции и нейрогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMARCD3 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	Rsc6p; BAF60C; CRACD3; SMARCD3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6604
GeneID	6604
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 275-440 человеческого SMARCD3 (NP_001003801.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6STE5
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	Сумка со льдом