


Моноклональное Антитело Кролика Anti-Smc1 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q14683

Артикул: CM0008870



введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика против SMC1, валидированное для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Реагирует с SMC1 человека и мыши (Q14683). Идеально подходит для исследований когезии хромосом и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	МкАТ кролика к SMC1
Примечания/синонимы	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha
Вид	Человек
GeneID (человек)	8243
GeneID	8243
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1134-1233 человеческого SMC1 (Q14683).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q14683
Молекулярная масса белка	143 кДа
Доставка	Охлаждающий пакет