


## Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Smc1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q14683

Артикул: CM0025015



### введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому SMC1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают эндогенный белок SMC1 (~143 кДа) в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований когезии хромосом и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | SMC1 Rabbit pAb                                                                                                                                |
| Примечания/Альтернативные названия | SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha                                                                            |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                        |
| GeneID (человек)                   | 8243                                                                                                                                           |
| GeneID                             | 8243                                                                                                                                           |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-130 человеческого белка SMC1 (NP_006297.2). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                         |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                        |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                           |
| SWISS                              | Q14683                                                                                                                                         |
| Молекулярная масса белка           | 143 кДа                                                                                                                                        |
| Доставка                           | Сумка-холодильник с аккумулятором холода                                                                                                       |