


Кроличья Моноклональная Антитела К Smc3 Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Uqe7

Артикул: CM0002059



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела к SMC3, валидированные для WB, IF/ICC, IP, ELISA. Реагируют с клетками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований когезинового комплекса и когезии хромосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональные антитела к SMC3 кролика
Примечания/алиасы	BAM; BMH; HCAP; CDLS3; CSPG6; SMC3L1; SMC3
Вид	Человек
ID гена (человек)	9126
ID гена	9126
Иммуноген	Синтетический пептид / Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1118-1217 человеческого SMC3 (NP_005436.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UQE7
Молекулярная масса белка	142 кДа
Условия доставки	С ледяным пакетом