

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Smc3 (Smc3 Rab) Для ВБ, Ип, Ифа - Q9Uqe7

Артикул: CM0023246



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий SMC3, валидированные для ВБ, ИП и ИФА. Реагируют с SMC3 человека и мыши. Подходят для исследований когезы хромосом, клеточного цикла и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMC3 кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	BAM, BMH, HCAP, CDLS3, CSPG6, SMC3L1, SMC3
Вид	Человек
GeneID	9126
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 909-1199 человеческого SMC3 (NP_005436.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UQE7
Молекулярная масса белка	142 кДа
Доставка	С пакетом льда