


Моноклональное Антитело Против Smc4 Для Вб, Иф/Икк, Ифа - Q9Ntj3

Артикул: CM0004714



введение

Кроличье моноклональное антитело против SMC4, валидированное для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА; реагирует с человеком, мышью, крысой; выявляет белок кондензинного комплекса SMC4 с молекулярной массой ~147 кДа. Идеально подходит для исследований в области биологии хромосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMC4 кроличье моноклональное антитело
Примечания/псевдонимы	CAPC; CAP-C; SMC-4; SMC4L1; SMC4
Вид	Человек
ID гена (человек)	10051
ID гена	10051
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1189-1288 человеческого SMC4 (Q9NTJ3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NTJ3
Молекулярная масса белка	147 кДа
Доставка	Айс-пак