

Анти-Smc5 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8ly18

Артикул: CM0019391

введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого SMC5, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для исследований репарации ДНК и биологии теломер.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMC5 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	ATELS2; SMC5L1; SMC5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23137
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 872-1101 человеческого SMC5 (NP_055925.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8ly18
Молекулярный вес белка	129кДа
Доставка	Сумка со льдом