


Поликлональные Антитела Против Smchd1 Для Вб, Иф/Ик, Ифа - A6Nhr9

Артикул: CM0025626



введение

Кроличьи поликлональные антитела к SMCHD1, подходящие для ВБ, ИФ/ИК и ИФА. Распознают SMCHD1 человека и крысы (226 кДа). Идеально подходит для исследований сайленсинга хроматина, инактивации X-хромосомы и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMCHD1 кроличьи пАт
Примечания/Алиасы	BAMS; FSHD2; SMCHD1
Вид	Человек
ID гена (человек)	23347
ID гена	23347
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1756-2005 человеческого SMCHD1 (NP_056110.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	A6NHR9
Молекулярная масса белка	226 кДа
Доставка	Холодильный пакет