


Поликлональные Антитела Против Smek1 Для Wb, IHC-P, Elisa - Q6In85

Артикул: CM0025447



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого SMEK1 (PPP4R3A), регуляторной субъединицы PP4. Валидированы для WB, IHC-P, ELISA; реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходят для изучения репарации повреждений ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMEK1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	smk1; FLFL1; PP4R3; SMEK1; smk-1; PP4R3A; MSTP033; KIAA2010
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55671
GeneID	55671
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 395-594 человеческого SMEK1 (NP_001271210.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6IN85
Молекулярный вес белка	95kDa
Доставка	Сумка со льдом