


Кроличье Моноклональное Антитело К Anti-Smg1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Q15

Артикул: CM0002672



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого SMG1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью. Идеально подходит для изучения путей бессмысленного распада мРНК и генотоксического стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMG1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	ATX; LIP; 61E3.4; SMG1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23049
GeneID	23049
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 3562-3661 человеческого SMG1 (Q96Q15).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q96Q15
Молекулярный вес белка	411 кДа
Доставка	Сумка со льдом