


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Smg7 Для Wb, Elisa - Q92540

Артикул: CM0018666



введение

Поликлональное антитело кролика против SMG7 — ключевого фактора деградации мРНК, опосредованной бессмысленными кодонами. Валидировано для WB и ELISA, перекрёстно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований надзора за мРНК и посттранскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMG7 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	EST1C, SGA56M, C1orf16, SMG7
Вид	Человек
GeneID	9887
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого SMG7 (NP_963863.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q92540
Молекулярная масса белка	127 кДа
Доставка	Охлаждающий пакет