


Моноклональное Антитело Против Anti-Smmhc/Myh11 Для Wb, Elisa — P35749

Артикул: CM0006556



введение

Это кроличье моноклональное антитело к SMMHC/MYH11 выявляет миозин-11 человека, мыши и крысы в WB и ELISA. Идеально подходит для исследований сокращения гладких мышц и разработки анализов IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMMHC/MYH11 кроличье мкА
Примечания/синонимы	AAT4; FAA4; SMHC; SMMHC; VSCM2; SMMS-1; SMMHC/MYH11
Вид	Человек
GeneID (человек)	4629
GeneID	4629
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1160-1313 человеческого SMMHC/MYH11 (NP_002465.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35749
Молекулярная масса белка	227 кДа
Доставка	Айс-пакет