

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Smmhc/Myh11 Для Wb — P35749

Артикул: CM0016806



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на SMMHC/MYH11 человека, валидированное для WB, IF-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сокращения гладкой мускулатуры.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к SMMHC/MYH11
Примечания/синонимы	AAT4; FAA4; SMHC; SMMHC; VSCM2; SMMS-1; SMMHC/MYH11
Вид	Человек
GeneID (человек)	4629
GeneID	4629
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1680-1979 человеческого SMMHC/SMMHC/MYH11 (NP_001035203.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P35749
Молекулярная масса белка	227 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом