

Моноклональное Антитело Против Smn1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - Q16637

Артикул: CM0010728



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого SMN1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ (ИHC-P) и ИФА. Перекрестная реакция с крысой. Подходит для изучения сборки сплайсосомы, биогенеза snRNP и исследований, связанных со СМА.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMN1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	SMA; SMN; SMA1; SMA2; SMA3; SMA4; SMA@; SMNT; BCD541; GEMIN1; TDRD16A; T-BCD541; SMN1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6606
ID гена	6606
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 103-200 человеческого SMN1 (Q16637).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q16637
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом