

Поликлональное Антитело Против Smn1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q16637

Артикул: CM0019791



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого SMN1 (Survival Motor Neuron 1). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для исследований сплайсинга и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMN1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SMA; SMN; SMA1; SMA2; SMA3; SMA4; SMA@; SMNT; BCD541; GEMIN1; TDRD16A; T-BCD541; SMN1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6606
GeneID	6606
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 11-169 белка SMN1 (NP_000335.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16637
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом