

Поликлональное Антитело Против Smn2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ip, Elisa - Q16637

Артикул: CM0015353



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SMN2, подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, иммунопреципитации, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения сборки сплайсосомных snRNP и развития мотонейронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMN2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SMNC; BCD541; GEMIN1; TDRD16B; C-BCD541; SMN2
Вид	Человек
ID гена	6607
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-197 человеческого SMN2 (NP_059107.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16637
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом