

Антитело Кролика Поликлональное Против Smn2 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q16637

Артикул: CM0012841



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого SMN2 (белок выживания двигательных нейронов). Подходит для WB, IF/ICC, ELISA; реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения сплайсинга, нейромышечных расстройств и механизмов спинальной мышечной атрофии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMN2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	SMNC, BCD541, GEMIN1, TDRD16B, C-BCD541, SMN2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6607
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-197 человеческого SMN2 (NP_059107.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16637
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом