

Поликлональное Антитело Против Smoc1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9H4F8

Артикул: CM0023163

введение

SMOC1 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, которое распознает белок SMOC1 человека и мыши. Подходит для Вестерн-блота (WB), иммуногистохимии (IHC-P) и ELISA. SMOC1 представляет собой секретируемый кальций-связывающий белок, необходимый для развития глаз и конечностей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMOC1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	OAS; SMOC1
Вид	Человек
GeneID (человек)	64093
GeneID	64093
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-250 SMOC1 человека (NP_071420.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9H4F8
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	С использованием холодоэлемента