


Поликлональные Антитела Против Anti-Smpd1 / Asm Для Wb, If/Icc, Elisa - P17405

Артикул: CM0028996



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого SMPD1/ASM (кислой сфингомиелиназы), валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для изучения метаболизма сфинголипидов, апоптоза и болезни Ниманна-Пика.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMPD1 / ASM Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ASM; NPD; ASMASE; SMPD1 / ASM
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6609
GeneID	6609
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 70-340 человеческого SMPD1 / ASM (NP_000534.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17405
Молекулярный вес белка	70кДа
Доставка	Сумка со льдом