

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Smpd2 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - O60906

Артикул: CM0013373



введение

Поликлональное кроличье антитело к SMPD2, валидированное для WB и ELISA; выявляет человеческий SMPD2 и перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения активности сфингомиелиназы и путей метаболизма липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMPD2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ISC1; NSMASE; NSMASE1; SMPD2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6610
Идентификатор гена	6610
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 150–250 человеческого SMPD2 (NP_003071.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	O60906
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Пакет со льдом