


Моноклональное Антитело Против Smpd3/Nsmase2 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9Ny59

Артикул: CM0007714



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого SMPD3/NSMase2 (SWISS: Q9NY59). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований метаболизма сфинголипидов, апоптоза и минерализации костей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMPD3/NSMase2 кроличье моноклональное антитело
Примечания/алиасы	NSMASE2; SMPD3/NSMase2
Вид белка	Человек
ID гена (человек)	55512
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 461–655 человеческого SMPD3/NSMase2 (NP_061137.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реакция	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NY59
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	С хладагентом