


## Поликлональные Антитела Против Smtn Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P53814

Артикул: CM0026317



### введение

Кроличьи поликлональные антитела к Smoothelin (SMTN), валидированные для WB и ELISA. Обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный SMTN, структурный белок цитоскелета гладкой мускулатуры. Идеально подходят для исследований сосудистых и сократительных тканей.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | SMTN Rabbit pAb                                                                                                                       |
| Примечания/Псевдоним      | SMTN                                                                                                                                  |
| Вид                       | Человек                                                                                                                               |
| GeneID (Человек)          | 6525                                                                                                                                  |
| GeneID                    | 6525                                                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 65-325 человеческого SMTN (NP_001193946.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                               |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                  |
| SWISS                     | P53814                                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка  | 99 кДа                                                                                                                                |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                        |