


Поликлональные Антитела Против Smu1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q2Tay7

Артикул: CM0031089



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого SMU1, подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают SMU1 в образцах человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований сплайсосомы, митоза и вирусных инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMU1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	BWD; SMU-1; fSAP57; SMU1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55234
ID гена	55234
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого SMU1 (NP_060695.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q2TAY7
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	Сумка со льдом