

Поликлональные Антитела К Smug1 Для Wb И Elisa - Q53Hv7

Артикул: CM0014660

введение

Кроличы поликлональные антитела к SMUG1, валидированные для методов WB и ELISA. Реагируют с SMUG1 человека и мыши — одноцепочечной селективной урацил-ДНК-гликозилазой, участвующей в эксцизионной репарации оснований. Идеально подходят для исследований повреждения и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы поликлональные антитела к SMUG1
Примечания/Синонимы	FDG; UNG3; HMUDG; SMUG1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	23583
Идентификатор гена	23583
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 SMUG1 человека (NP_055126.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q53HV7
Молекулярная масса белка	30 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет