

Моноклональное Антитело Против Smurf2 Для Вб, Игг-П, Ип, Ифа — Q9Нау4

Артикул: CM0006702



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого SMURF2 (Q9NAU4), реагирует с антигенами человека и мыши. Валидировано для использования в ВБ, ИГГ-П, ИП, ИФА. Разработано с использованием рекомбинантного иммуногена (aa 201-290). Идеально подходит для изучения функции E3 убиквитин-лигазы и сигнального пути TGF-beta.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMURF2 Кроличье моноклональное антитело
Примечания/Синонимы	SMURF2; E3 убиквитин-протеин лигаза SMURF2
Вид	Человек
ID гена (человек)	64750
ID гена	64750
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 201-290 человеческого SMURF2 (Q9NAU4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NAU4
Молекулярная масса белка	86 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающими элементами