

Поликлональное Антитело Anti-Smyd1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q8Nb12

Артикул: CM0020139

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на SMYD1 (белок 1, содержащий домены SET и MYND) — репрессор метилтрансферазы гистона H3K4, играющий ключевую роль в дифференцировке кардиомиоцитов. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело SMYD1
Примечания/синонимы	BOP; KMT3D; ZMYND18; ZMYND22; SMYD1
Вид	Человек
GeneID (человек)	150572
GeneID	150572
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-350 человеческого SMYD1 (NP_938015.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8NB12
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Пакет со льдом