


Поликлональные Антитела Против Smyd2 Для Wb/If/Elisa - Q9Nrg4

Артикул: CM0030636



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против SMYD2 (KMT3C, HSKM-B), для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с человеческими и мышиными белками. Идеально подходят для изучения метилирования гистонов, регуляции p53 и раковой эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMYD2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	KMT3C; HSKM-B; ZMYND14; SMYD2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	56950
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого SMYD2 (NP_064582.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NRG4
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	В ледяном пакете