


Поликлональные Кроличьи Антитела Anti-Smyd3 Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa — Q9H7B4

Артикул: CM0018187



введение

Поликлональные кроличьи антитела к SMYD3, валидированные для Вестерн-блоттинга, IHC-P, IF/ICC и ELISA у человека, мыши и крысы. Используются для исследований метилирования гистонов и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMYD3 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	KMT3E; ZMYND1; ZNFN3A1; bA74P14.1; SMYD3
Вид	Человек
ID гена (человек)	64754
ID гена	64754
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в участке аминокислот 50–150 человеческого SMYD3 (NP_001161212.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H7B4
Молекулярная масса белка	49кДа
Доставка	Холодильный пакет