

Поликлональные Антитела Кролика Против Smyd5 Для If/Icc, Elisa — Q6Gmv2

Артикул: CM0030464

введение

Поликлональные антитела кролика, нацеленные на человеческий SMYD5 (ZMYND23) — протеин-лизин N-триметилтрансферазу, участвующую в элонгации трансляции, модификации гистонов и регуляции эмбриональных стволовых клеток. Валидированы для иммунофлуоресценции (IF/ICC) и ELISA.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMYD5 кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	RRG1; RAI15; NN8-4AG; ZMYND23; SMYD5
Вид	Человек
ID гена (человек)	10322
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 300–400 человеческого SMYD5 (NP_006053.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6GMV2
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Айс-пакет