

Поликлональные Антитела Кролика К Snai1 (Snail) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — O95863

Артикул: CM0029534



введение

Поликлональные антитела кролика к белку Snail (SNAI1) человека, валидированные для методов WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознают ортологи мыши и крысы. Подходят для исследований ЭМП (эпителиально-мезенхимального перехода), онкологии и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Snail Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	SNA; SNAH; SNAIL; SLUGH2; SNAI1; dj710H13.1; Snail
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6615
GeneID	6615
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-264 Snail человека (NP_005976.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O95863
Молекулярная масса белка	29 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом