

Поликлональные Антитела Против Snail Для ВБ, Игх-П, Иф/Икк, Ифа - O95863

Артикул: CM0013823



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому Snail (SNAI1), валидированные для ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК и ИФА. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходят для исследований эпителиально-мезенхимальной перепада (ЭМП) и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Snail Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	SNA; SNAH; SNAI; SLUGH2; SNAI1; dj710H13.1; Snail
Вид	Человек
GeneID (человек)	6615
GeneID	6615
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-267 человеческого белка Snail (NP_005976.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95863
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Айс-пак