

Поликлональное Антитело К Snap23 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - O00161

Артикул: CM0018387



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого SNAP23, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Подходит для изучения SNARE-опосредованного слияния мембран в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SNAP23 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SNAP-23; SNAP23A; SNAP23B; Hst17016; SNAP23
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8773
GeneID	8773
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-211 человеческого SNAP23 (NP_003816.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00161
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом