

Поликлональное Антитело Anti-Snap25 Для Wb, If, Ihc, Elisa — P60880

Артикул: CM0016370



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого SNAP25, валидированное для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований синаптической функции и высвобождения нейромедиаторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело SNAP25
Примечания/синонимы	SUP, RIC4, SEC9, SNAP, CMS18, RIC-4, SNAP-25, bA416N4.2, dJ1068F16.2, SNAP25
Вид	Человек
ID гена (человек)	6616
ID гена	6616
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–206 человеческого SNAP25 (NP_570824.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P60880
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом