

Кроличье Моноклональное Антитело Против Snap25 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P60880

Артикул: CM0006600



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого SNAP25 (P60880), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для исследований в нейронауках и изучения синаптической функции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против SNAP25
Примечания/Альтернативные названия	SUP; RIC4; SEC9; SNAP; CMS18; RIC-4; SNAP-25; bA416N4.2; dJ1068F16.2; SNAP25
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6616
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P60880
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом