

Поликлональное Кроличье Антитело Против Snap29 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O95721

Артикул: CM0031079



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого SNAP29 для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследования аутофагии, слияния мембран и цитиогенеза. Молекулярная масса 29 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное кроличье антитело к SNAP29
Примечания/Альясы	CEDNIK; SNAP-29; SNAP29
Вид	Человек
ID гена (человек)	9342
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-258 человеческого SNAP29 (NP_004773.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95721
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Хладоэлемент