

Кроличье Моноклональное Антитело Против Snd1 [Валидировано Нокаутом (Ko)] Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q7Kzf4

Артикул: CM0005766



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против SND1 [валидировано нокаутом (KO)] для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с человеком, мышью и крысой. Направлено на мРНК-эндонуклеазу с молекулярной массой 102 кДа и транскрипционный коактиватор p100/TDRD11. Идеально подходит для исследований регуляции генов и вирусологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано нокаутом (KO)] Кроличье моноклональное антитело против SND1
Примечания/Альтернативные названия	p100; TDRD11; Tudor-SN
Вид	Человек
ID гена (человек)	27044
ID гена	27044
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26–285 человеческого SND1 (NP_055205.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7KZF4
Молекулярная масса белка	102 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом