

Кроличья Поликлональная Антитела Против Snd1 (Валидированы Методом Нокаута) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-Парафин, Иф/Ицх, Ип, Ифа - Q7Kzf4

Артикул: CM0030480



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого белка SND1, валидированы методом нокаута. Подходят для Вестерн-блоттинга, ИГХ-парафин, ИФ/ИЦХ, ИП, ИФА. Распознают человеческий, мышинный, крысиный SND1. Идеальны для исследований распада miRNA и транскрипционной регуляции. Высококачественное сырье для ИВД от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] SND1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	p100; TDRD11; Tudor-SN; D1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	27044
GeneID	27044
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-285 человеческого SND1 (NP_055205.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-парафин, ИФ/ИЦХ, ИП, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7KZF4
Молекулярная масса белка	102 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом