


Поликлональная Кроличья Антитела К Snip1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q8Tad8

Артикул: CM0018846



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий SNIP1, валидированы для Вестерн-блоттинга, ИHC-P, IF/ICC и ELISA. Обладают перекрестной реактивностью с крысами. Необходимы для сплайсинга пре-мРНК, сигналинга NF-κB и биогенеза мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	SNIP1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	PML1; PMRED; NEDHCS; SNIP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	79753
ID гена	79753
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 человеческого SNIP1 (NP_078976.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q8TAD8
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	Айс-бокс