


Кроличья Поликлональная Антитела Против Snrnp200 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O75643

Артикул: CM0024755



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого SNRNP200 (U5-200KD хеликаза), валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для исследования сплайсосомы и изучения механизмов сплайсинга пре-мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SNRNP200 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	BRR2, RP33, HELIC2, ASCC3L1, U5-200KD, SNRNP200
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23020
GeneID	23020
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1947-2136 человеческого SNRNP200 (NP_054733.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75643
Молекулярная масса белка	245 кДа
Доставка	В пакете со льдом