

Поликлональные Антитела Против Snrnp70 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P08621

Артикул: CM0025065



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого SNRNP70 (U1-70K). Валидированы для WB, IHC-P, ELISA; перекрестная реакция с Человеком, Мышью, Крысой. Необходимы для исследований сборки сплайсосомы и сплайсинга пре-мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Деталь
Название продукта	SNRNP70 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	RPUI, Snp1, U1AP, U170K, U1RNP, RNPUIZ, SNRP70, U1-70K, SNRNP70
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6625
GeneID	6625
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 150-250 человеческого SNRNP70 (NP_003080.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08621
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом