

Кроличье Моноклональное Антитело Против Snrnp70 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P08621

Артикул: CM0007136



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против SNRNP70, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА, с реактивностью к образцам человека и мыши. Идеально подходит для исследований сборки сплайсосомы и U1 snRNP.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] SNRNP70 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	RPUI; Snp1; U1AP; U170K; U1RNP; RNPUIZ; SNRP70; U1-70K
Вид	Человек
GeneID (человек)	6625
GeneID	6625
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 201-300 SNRNP70 (NP_003080.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P08621
Молекулярный вес белка	52 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент