

Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Snrnp70 Для Вб, Ифа - P08621

Артикул: CM0015106



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого SNRNP70 (U1-70K) — ключевого компонента сплайгосомы U1 snRNP. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА в пробах человека, мыши и крысы. Предназначены для ИВД и исследовательских приложений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SNRNP70 кроличьи полиAb
Примечания/Алиасы	RPUI; Snp1; U1AP; U170K; U1RNP; RNPU1Z; SNRP70; U1-70K; SNRNP70
Вид	Человек
GeneID (человек)	6625
GeneID	6625
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-180 человеческого SNRNP70 (NP_003080.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08621
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Ледяной пакет