

Поликлональное Антитело Против Snrpa1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P09661

Артикул: CM0013216



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против SNRPA1 для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Валидировано на образцах человека, мыши и крысы. Идеально для изучения сплайсосомы и сплайсинга пре-мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против SNRPA1
Примечания/Альтернативные названия	Lea1, U2A', SNRPA1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6627
GeneID	6627
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 белка SNRPA1 человека (NP_003081.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09661
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом