


Анти-Snrpb Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, IHC-P, Elisa - P14678

Артикул: CM0023188



введение

Поликлональные кроличьи антитела против SNRPB (Sm B/B'), основного белка сплайсосомы. Валидированы для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с образцами человека, мыши и крысы. Для исследований сплайсинга и процессинга РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SNRPB кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	COD; CCMS; SNRPB1; SmB/B'; Sm-B/B'; snRNP-B; SmB/SmB'; SNRPB
Вид	Человек
GeneID (человек)	6628
GeneID	6628
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого SNRPB (NP_003082.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14678
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Сумка со льдом