


## Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Snrpd1 Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa — P62314

Артикул: CM0017212



### введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против SNRPD1, валидированное для применений в WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сборки сплайсосомы и механизмов сплайсинга пре-мРНК.

[Узнать больше](#)

| Параметр                     | Значение                                                                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта            | SNRPD1 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Примечания/псевдонимы        | SMD1; SNRPD; Sm-D1; HsT2456; SNRPD1                                                                                               |
| Вид                          | Человек                                                                                                                           |
| Идентификатор гена (человек) | 6632                                                                                                                              |
| Идентификатор гена           | 6632                                                                                                                              |
| Иммуноген                    | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-96 человеческого SNRPD1 (NP_008869.1) |
| Источник                     | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                    | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                   | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Перекрёстная реактивность    | Человек, мышь, крыса                                                                                                              |
| SWISS                        | P62314                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка     | 13 кДа                                                                                                                            |
| Условия транспортировки      | Пакет со льдом                                                                                                                    |