

Кроличья Поликлональная Антитело Против Snrpd3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P62318

Артикул: CM0018272



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против SNRPD3 (Sm-D3), основного белка сплайсосомы. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с реактивностью в отношении человека, мыши и крысы. Подходит для исследований сплайсинга пре-мРНК и обработки гистоновой мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SNRPD3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SMD3; Sm-D3; SNRPD3
Вид	Человек
GeneID (человек)	6634
GeneID	6634
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 8-121 человеческого SNRPD3 (NP_001265585)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62318
Молекулярный вес белка	14кДа
Доставка	Сумка со льдом